



UMONIUM³⁸
master in disinfection



ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

The Innovation Disinfectants Against COVID-19

- ✓ ผลิตภัณฑ์ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง
- ✓ ทำลายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
- ✓ ทำลายเชื้อไวรัสเมอร์ส 100%
- ✓ ออกฤทธิ์กว้าง ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและสปอร์
- ✓ ปลอดภัยกับผู้ใช้งานและเครื่องมือ
- ✓ ไม่มีส่วนประกอบของสารก่อมะเร็ง หรือสารอัลติไฮด์
- ✓ ออกฤทธิ์รวดเร็ว
- ✓ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ✓ มาตรฐานวงการแพทย์ยุโรป EN 1040, EN 1275, EN 1276, EN 1650, EN 13697, EN 13624, EN 13727, EN 14348, EN 14476, EN 14561, EN 14562, EN 14563
- ✓ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015, ISO 13485:2016, CE 1639





UMONIUM³⁸
master in disinfection

คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ : ชุดป้องกันการติดเชื้อโรค



- ☒ ควรสวมใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อโรค สวมถุงมือ แว่นตา หน้ากาก รองเท้า
- ☒ การสวมใส่ชุดต้องครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย เพื่อป้องกันการกระเด็นของสารคัดหลั่งที่อาจมีการปนเปื้อนของเชื้อโรคได้

พื้นผิวและบริเวณที่มีสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย : STERILY



- ☒ มีประสิทธิภาพกำจัดสิ่งปนเปื้อน สารคัดหลั่ง คราบเลือด โปรตีน
- ☒ ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็ว

วิธีใช้

1. ผสมน้ำยา STERILY 25 มิลลิลิตร ลงในน้ำสะอาด 5 ลิตร (ความเข้มข้น 0.5%)
2. ทำความสะอาดพื้นผิวหรือบริเวณที่ปนเปื้อนในทั่ว
3. ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

อุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ไม่สามารถถอดออกมาล้างทำความสะอาดได้ เช่น เติง รถเข็น เป็นต้น : MEDICAL SPRAY



- ☒ หัวสเปรย์ใช้ได้ 2 แบบ ทั้งสเปรย์โฟมและสเปรย์ละอียด

วิธีใช้

1. สเปรย์น้ำยากำลายเชื้อบนพื้นผิวอุปกรณ์ แล้วเช็ดทำความสะอาดให้ทั่ว
2. สเปรย์ลงอีกครั้งเพื่อทำลายเชื้อ ทั้งไว้เป็นเวลาอย่างน้อย 1 – 10 นาที
3. ทิ้งไว้ให้แห้งหรือเช็ดให้แห้งด้วยผ้าที่สะอาด

อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ เครื่องวัดชีพจร อุปกรณ์วัดคลื่นไฟฟ้า รกรเงินผู้ป่วย เป็นต้น: **MEDICAL TISSUES**



- ✓ สามารถทำลายเชื้อครอบคลุมภายในเวลา 1 นาที

วิธีใช้

1. ดึงกระดาษชุบน้ำยาทำลายเชื้อออกมาเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวอุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์
2. ทิ้งไว้อย่างน้อย 5 วินาที
3. ล้างด้วยน้ำสะอาดหรือทิ้งไว้ให้แห้ง

เครื่องมือทางการแพทย์ที่นำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง : **INSTRUMENTS**



- ✓ ทำลายเชื้อครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและสปอร์

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดเบื้องต้น: **STERILY**

- ใช้ยาที่ความเข้มข้น 0.5% ทำความสะอาดพื้นผิวที่ปนเปื้อน
- ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

2. ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง: **INSTRUMENTS**

- ผสมน้ำยา 25 มิลลิลิตร ลงในน้ำสะอาด 1 ลิตร (ความเข้มข้น 2.5%)
- แช่เครื่องมือทางการแพทย์ที่ผ่านการทำความสะอาดมาแล้วในน้ำยา อย่างน้อย 10 นาที
- ล้างออกด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง แล้วทำให้แห้ง

ทำลายเชื้อในอากาศ : **AIR CONTROL MATIC**



- ✓ ทำลายเชื้อไวรัสและโมโครแบคทีเรียอย่างมีประสิทธิภาพ
- ✓ สามารถฉีดกลั่นไม่พึ่งประสงค์ได้เป็นอย่างดี

วิธีใช้

1. ติดตั้งเครื่องพ่นทำลายเชื้อในอากาศแบบอัตโนมัติในพื้นที่เสี่ยง
2. ตั้งช่วงเวลาในการสเปรย์ได้ สามารถตั้งได้อย่างต่อเนื่อง
3. สเปรย์ในขณะที่มีผู้ใช้งานอยู่ในห้องได้

เครื่องมือทางการแพทย์ที่นำมาใช้ซ้ำที่ต้องการความปลอดภัยสูง ปราศจากสีและกลิ่นรบกวน : **NEUTRALIS**



☑ ทำลายเชื้อครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัสและสปอร์

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดเบื้องต้น: **STERILY**

- ใช้น้ำยาที่ความเข้มข้น 0.5% ทำความสะอาดพื้นผิวที่ปนเปื้อน
- ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

2. ทำลายเชื้อประสิทธิภาพสูง: **INSTRUMENTS**

- ผสมน้ำยา 25 มิลลิลิตร ลงในน้ำสะอาด 1 ลิตร (ความเข้มข้น 2.5%)
- แช่เครื่องมือทางการแพทย์ที่ผ่านการทำความสะอาดมาแล้วในน้ำยา อย่างน้อย 10 นาที
- ล้างออกด้วยน้ำกลั่นหรือน้ำปราศจากเชื้ออย่างน้อย 2 ครั้ง แล้วทำให้แห้ง

ทำลายเชื้อจุลินทรีย์ในอาคาร สำนักงาน โรงเรือน โรงแรม ศูนย์เด็กเล็ก หรือบริเวณที่ต้องการให้ปลอดภัย : **ADVANCE**



- ☑ ครอบคลุมเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ไรต์นุก ไรต์นุกใหญ่ มือเท้าปาก
- ☑ ผ่านการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำของต่างประเทศและการรับรองภายในประเทศ
- ☑ ใช้งานได้หลากหลาย เช่น เช็ด แช่ ฉีดพ่นด้วยเครื่องพ่นละอองฝอย เป็นต้น

วิธีใช้

- ผสมน้ำยา ADVANCE 25 มิลลิลิตร ลงในน้ำสะอาด 5 ลิตร (ความเข้มข้น 0.5%)
- ใช้เช็ด แช่ ฉีดโต๊ะ หรือทำความสะอาดพื้นผิวต่างๆ ทั้งไว้ 30 นาที
- ล้างออกด้วยน้ำสะอาด

ส่วนประกอบหลัก

N-benzyl-N-dodecyl-N, N-dimethyl-ammonium chloride/ N-benzyl-N, N-dimethyl-N-tetradecyl-ammonium chloride.



BANGKOK ADVANCED
TECHNOLOGY CO., LTD.

ผู้นำเข้า

บริษัท บางกอก แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด(สำนักงานใหญ่)
46/168 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02-184-2514, 094-757-7978
www.batco.co.th



ผู้จัดทำหน่วย